



MD Desinfektionsmittel „Fläche“

Stand: Mai 20

gebrauchsfertiges, alkoholisches Desinfektionsmittel			
Form	flüssig		
Farbe	farblos		
Dichte	0,86 g/cm ³		
Anwendung			
<p>Das Produkt ist bereits anwendungsfertig. MD Desinfektionsmittel unverdünnt direkt auf die Oberfläche aufbringen und mit einem Tuch verteilen, um die vollständige Benetzung der Oberfläche zu gewährleisten. Mind. 5 min einwirken lassen.</p> <p>Zur Desinfektion von wischbeständigen Oberflächen und medizinischem Inventar. (Vorsicht bei alkoholempfindlichen Oberflächen wie z.B. Acrylglas, Polycarbonatglas etc.)</p>			
Produktbeschreibung			
Desinfektionsmittel gem. WHO Empfehlung zur Reduktion der Keimbelastung. Für die hygienische Flächendesinfektion.			
Desinfizierende Wirkung			
<p>MD Desinfektionswirkstoff zeigt eine viruzide Wirkung gegen behüllte Viren. Beispiele für behüllte Viren sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Coronavirus (z.B. SARS virus, MERS virus, SARS-CoV-2) - Herpesviren - Poxviren (z.B. smallpox, vaccinia virus) - Hepadnaviren (z.B. Hepatitis B virus) - Asfarviridae (z.B. African Swine fever) - Flavivirus (z.B. Hepatitis C, yellow fever virus, Zika vi-rus, dengue virus) - Alphavirus (z.B. eastern) 			
Anwendungsempfehlung			
Bakterizid (inkl. MRSA), levuroxid	konz. - 1 Min.	Vaccinia	konz. - 30 Sek.
TBC (M. terrae)	konz. - 1 Min.	Rota-Viren	konz. - 30 Sek.
BVDV/HCV-Inaktivierung	konz. - 30 Sek.	Noro-Viren (MNV)	konz. - 5 Min.
Die Angaben sind Durchschnittswerte. Sie dienen lediglich zu Ihrer Information, begründen jedoch keine Gewährleistungsansprüche.			

Bergheimer Str. 15 | D-53909 Zülpich | Tel. 02252/94150 | info@marston-domsel.de
www.marston-domsel.de



Biozidprodukte vorsichtig verwenden Biozid (528/2012/EG)	
• Ethanol 96 % vergällt	
BauA Reg. Nr. N-91115	
Verpackungseinheiten	Artikelnummer
20 Pumpdosierer á 50 ml	MDF.F.P50
15 Pumpdosierer á 100 ml	MDF.F.P100
20 Flaschen á 500 ml	MDF.F.F500

Bergheimer Str. 15 | D-53909 Zülpich | Tel. 02252/94150 | info@marston-domsel.de
www.marston-domsel.de